



Valise «Alcool»

Préambule : 📌 L'alcool reste une des premières causes d'accidents mortels de la route, aussi prendre conscience de la quantité d'alcool absorbée doit influencer sur le choix de conduire ou pas.



Objectif de cette action :

📌 De faire prendre conscience à divers publics, les écarts entre les doses de boissons alcoolisées servies à la maison et les doses normées « type bar » servies dans les établissements distribuant des boissons alcoolisées.

📌 Public

Tout le personnel de l'entreprise exposé aux risques trajet/mission.

📌 Conditions

- Animation réalisée par tous

📌 Utilisation

1. Alignez les verres et la bouteille devant votre groupe.
2. Demandez à une personne du groupe de venir se servir un verre comme il le ferait chez lui.



Valise «Alcool»

3. Mesurez à l'aide de l'éprouvette graduée la quantité de boisson servie.




4. Comparez l'écart entre la dose servie et la dose « type bar ». Proposez aux participants de calculer leur propre taux d'alcoolémie.



Contenu de la valise

- 5 verres de différentes contenances : 1 verre à Whiskey, 1 verre 25 cl, 1 verre ballon 12 cl, 1 verre à Pastis, 1 verre à Cognac.
- Une bouteille d'1L.
- Un entonnoir pour verser le liquide entre l'éprouvette et le verre.
- Une éprouvette graduée pour mesurer les doses.
- Un bouchon doseur pour imiter une dose bar.
- Du colorant alimentaire pour visualiser les doses.
- Une affiche cartonnée avec les équivalences bar au recto, et le calcul du taux d'alcoolémie au verso.
- Une clé USB avec un support de présentation pour accompagner votre animation.



Retour d'expérience

Action très animée à renouveler régulièrement
Grande satisfaction des participants